

# CONSEJOS PARA NIÑOS



# Libre

Recuerda estas cosas importantes:



El sensor tiene que ir en la parte posterior superior de mi brazo.



Quando veo  durante las primeras 12 horas de uso de un sensor: debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor antes de tomar medidas como comer carbohidratos o aplicar una dosis de insulina.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor si creo que el número no coincide con cómo me siento.



Si tomo insulina para una comida, no debo tomar más insulina durante 2 horas. Necesito esperar y mirar.




## ¡Advertencia!

No compartas el sistema con otra persona para evitar confundir la información sobre la glucosa.

## ¡Importante!


- Mientras uses un sensor FreeStyle Libre 2 o sensor Libre 3, no tomes más de 500 mg de vitamina C por día.
- Mientras uses un sensor FreeStyle Libre 2 Plus o sensor Libre 3 Plus, no tomes más de 1000 mg de vitamina C por día.
- Tomar más de estos niveles puede afectar las lecturas del sensor. Algunos suplementos como Airborne® y Emergen-C® contienen 1000 mg de vitamina C.



Mi lector

Esta flecha me muestra hacia dónde va mi glucosa

Gráfico de mis resultados de glucosa



Mi aplicación

