

- SCHRITT 1:** Wählen Sie eine Stelle aus.
- SCHRITT 2:** Waschen Sie die Stelle mit Seife, trocknen Sie sie ab und reinigen Sie die Stelle dann mit dem Alkoholtuch. Lassen Sie die Stelle trocknen.
- SCHRITT 3:** Ziehen Sie den Deckel von der Sensorpackung vollständig ab. Nehmen Sie die Kappe vom Sensorapplicator ab.

**VORSICHT:** Die Sensorcodes auf der Sensorpackung und dem Sensorapplicator müssen übereinstimmen. Verwenden Sie die Packung NICHT, wenn sie beschädigt oder bereits geöffnet ist.

- SCHRITT 4:** Richten Sie die dunklen Markierungen auf dem Sensorapplicator und der Sensorpackung aneinander aus. Drücken Sie den Sensorapplicator fest bis zum Anschlag auf die Packung, während diese auf einer harten Fläche steht.

- SCHRITT 5:** Ziehen Sie den Sensorapplicator aus der Sensorpackung heraus.

- SCHRITT 6:** Der Sensorapplicator ist bereit zum Anbringen des Sensors.


**VORSICHT:** Im Sensorapplicator sitzt jetzt eine Nadel. Fassen Sie nicht in den Sensorapplicator und setzen Sie ihn nicht wieder auf die Sensorpackung auf.

- SCHRITT 7:** Platzieren Sie den Sensorapplicator über der Stelle. Drücken Sie den Sensorapplicator fest auf die Haut, um den Sensor anzubringen.

**VORSICHT:** Drücken Sie den Sensorapplicator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden.

- SCHRITT 8:** Ziehen Sie den Sensorapplicator vorsichtig vom Sensor ab.
- SCHRITT 9:** Vergewissern Sie sich, dass der Sensor fest sitzt. Entsorgen Sie die gebrauchte Sensorpackung und den gebrauchten Sensorapplicator. Siehe Abschnitt *Entsorgung* im Benutzerhandbuch.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Sensors alle mit dem Lesegerätset mitgelieferten Produktunterlagen. Wenn Sie FreeStyle LibreLink verwenden, schlagen Sie im Benutzerhandbuch in der App nach.



41011-102A

- ÉTAPE 1:** Sélectionnez le site.

- ÉTAPE 2:** Lavez le site avec du savon ordinaire, séchez puis nettoyez avec une lingette imprégnée d'alcool. Laissez sécher le site.

- ÉTAPE 3:** Retirez complètement l'opercule du pack de capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur.

**MISE EN GARDE:** les codes de capteur doivent correspondre sur le pack de capteur et sur l'applicateur de capteur. N'utilisez PAS le dispositif s'il est endommagé ou déjà ouvert.

- ÉTAPE 4:** Alignez les marques sombres sur l'applicateur de capteur et sur le pack de capteur. Sur une surface rigide, appuyez fermement sur l'applicateur de capteur vers le bas jusqu'à atteindre une butée.

- ÉTAPE 5:** Soulevez l'applicateur de capteur hors du pack de capteur.

- ÉTAPE 6:** L'applicateur de capteur est prêt à appliquer le capteur.

**MISE EN GARDE:** l'applicateur de capteur contient désormais une aiguille. Ne touchez pas à l'intérieur de l'applicateur de capteur ou ne le remettez pas dans le pack de capteur.

- ÉTAPE 7:** Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site. Poussez fermement vers le bas pour appliquer le capteur.

**MISE EN GARDE:** NE poussez PAS l'applicateur de capteur vers le bas avant qu'il ne soit placé au-dessus du site préparé, pour éviter des résultats indésirables ou une lésion.

- ÉTAPE 8:** Éloignez doucement l'applicateur de capteur.

- ÉTAPE 9:** Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Jetez le pack de capteur et l'applicateur de capteur usagés. Consultez la rubrique *Mise au rebut* dans le manuel d'utilisation.

Pour utiliser votre capteur, consultez toutes les notices fournies avec le kit de lecteur. Si vous utilisez FreeStyle LibreLink, consultez le manuel d'utilisation dans l'application.

- STAP 1:** Selecteer locatie.

- STAP 2:** Was locatie met gewone zeep, droog af en reinig de locatie met een alcoholdoekje. Laat de locatie aan de lucht drogen.

- STAP 3:** Trek het deksel helemaal van de sensorverpakking. Draai het dopje van de sensorapplicator los.

**LET OP:** De sensorcode op de sensorverpakking en de sensorapplicator moet hetzelfde zijn. NIET gebruiken indien de verpakking beschadigd is of al is geopend.

- STAP 4:** Lijn de donkere markering op de sensorapplicator uit met de donkere markering op de sensorverpakking. Druk de sensorapplicator, met de sensorverpakking op een harde ondergrond, stevig naar beneden totdat hij niet verder gaat.

- STAP 5:** Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking.

- STAP 6:** De sensorapplicator is nu klaar voor het aanbrengen van de sensor.

**LET OP:** De sensorapplicator bevat nu een naald. Raak de binnenkant van de sensorapplicator niet aan en stop hem ook niet terug in de sensorverpakking.








- STAP 7:** Plaats de sensorapplicator over de locatie. Druk de applicator stevig in om de sensor aan te brengen.

**LET OP:** Druk NIET op de sensorapplicator voordat deze over de voorbereide locatie is geplaatst. Zo voorkomt u onbedoelde resultaten of letsel.

- STAP 8:** Trek de sensorapplicator voorzichtig terug.

- STAP 9:** Controleer of de sensor goed vastzit. Werp de gebruikte sensorverpakking en sensorapplicator weg. Zie de paragraaf *Afvoer* in de gebruikershandleiding.

Raadpleeg al de productinformatie die is meegeleverd met de scannerkit voordat u de sensor gaat gebruiken. Bij gebruik van FreeStyle LibreLink raadpleegt u de gebruikershandleiding in de app.



Hiermit erklärt Abbott Diabetes Care Ltd., dass der Funkanlagentyp FreeStyle Libre 2 Sensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.diabetescare.abbott/doc](http://www.diabetescare.abbott/doc)

Le soussigné, Abbott Diabetes Care Ltd., déclare que le type d'équipement radioélectriques du capteur FreeStyle Libre 2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.diabetescare.abbott/doc](http://www.diabetescare.abbott/doc)

Hierbij verklaren wij, Abbott Diabetes Care Ltd., dat het type radioapparatuur van de FreeStyle Libre 2-sensor conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.diabetescare.abbott/doc](http://www.diabetescare.abbott/doc)

## FreeStyle Libre 2 Sensor

**LESEN SIE ALLE PRODUKTUNTERLAGEN, DIE MIT DEM LESEGERÄTSET BEREITGESTELLT WERDEN. BEVOR SIE DIE EINZELNEN BESTANDTEILE DES SENSORSETS HERAUSNEHMEN. WENN SIE FREESTYLE LIBRELINK VERWENDEN, SCHLAGEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH IN DER APP MACH.**

**Zur Verwendung mit:** FreeStyle Libre Lesegerät, FreeStyle Libre 2 Lesegerät (FreeStyle LibreLink App. (Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.)

**Anwendungsbereich**

Der Sensor des FreeStyle Libre 2 Flash Glukose Messsystems („Sensor“) ist bei Verwendung mit einem kompatiblen Gerät zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren einschließlich Schwangeren angezeigt. Der Sensor und das kompatible Gerät sollen die Blutzuckerbestimmung bei der Selbstbehandlung von Diabetes, einschließlich der Dosierung von Insulin, ersetzen.

Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Sensors und des kompatiblen Geräts zu betreuen und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

**KONTRAINDIKATION:**

Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden.

**WARNUNG:**

• Der Sensor enthält Kleinteile, die beim Verschlussken gefährlich werden können.
• Der FreeStyle Libre 2 Sensor kann zusammen mit dem FreeStyle Libre Lesegerät verwendet werden, das FreeStyle Libre Lesegerät gibt jedoch KEINE Alarme aus.

**Hinweis:** Informationen darüber, was Ihre Sensor-Glukosewerte bedeuten, finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts, das Sie in Verbindung mit Ihrem Sensor verwenden.


**VORSICHT:**

• In seltenen Fällen kann es sein, dass die Sensor-Glukosewerte ungenau sind. Wenn Sie glauben, dass Ihre Messwerte nicht korrekt sind oder diese nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen, führen Sie bitte einen Blutzuckertest am Finger durch, um Ihren Glukosewert zu bestätigen, und vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Sensor nicht von der Haut gelöst hat. Falls das Problem weiterhin besteht oder Ihr Sensor sich von der Haut gelöst hat, entfernen Sie den aktuellen Sensor und bringen Sie einen neuen an.
• Bei intensiver sportlicher Betätigung kann sich Ihr Sensor durch Schweiß oder Bewegung des Sensors lösen. Löst sich Ihr Sensor von der Haut, erhalten Sie möglicherweise keine Messwerte oder nur unzuverlässige Messwerte, die nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen. Folgen Sie den Anweisungen zur Auswahl einer geeigneten Applikationsstelle.

• Sensoren nicht wiederverwenden. Der Sensor und der Sensorapplikator sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass keine Glukose-Messwerte ermittelt werden können oder es zu einer Infektion kommt. Nicht zur Resterilisation geeignet. Eine weitere Bestrahlung kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
• Sensorpackung und Sensorapplikator sind als Set verpackt und haben denselben Sensorcode. Überprüfen Sie, ob die Sensorcodes übereinstimmen, bevor Sie Sensorpackung und Sensorapplikator verwenden. Es sollten immer Sensorpackungen und Sensorapplikatoren mit demselben Sensorcode zusammen verwendet werden, da andernfalls Ihre Sensor-Glukosewerte eventuell falsch sind.
• Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf die Klebefolie, die den Sensor an der Haut fixiert. Wenn Sie erhebliche Hautreizungen um oder unter Ihrem Sensor bemerken, müssen Sie den Sensor entfernen und den Gebrauch des Sensors einstellen. Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, bevor Sie den Gebrauch des Sensors fortsetzen.

**Beschreibung**

Der Sensor besteht zunächst aus zwei Teilen: der Sensorpackung und dem Sensorapplikator. Bereiten Sie den Sensor entsprechend den Anweisungen vor und bringen Sie ihn auf der Rückseite des Oberarms an. Der Sensor hat eine kleine, flexible Spitze, die sich direkt unter die Haut schiebt. Der Sensor kann bis zu 14 Tage getragen werden.



**Anwendersicherheit, Lagerung und Handhabung**

• Die Sensorpackung ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril.
• Bewahren Sie das Sensorset bei 4 °C bis 25 °C auf. Das Sensorset kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, solange dessen Temperatur zwischen 4 °C und 25 °C liegt.
• Tests haben bestätigt, dass Ihr Sensor ein Unterauchen bis zu einem Meter (3 Fuß) unter der Wasseroberfläche bis zu 30 Minuten lang aushält. Er ist auch gegen das Einführen von Gegenständen mit einem Durchmesser von > 12 mm geschützt. (IP27)
• Nicht einfrieren. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

**Entsorgung**

Anweisungen zur Entsorgung finden Sie im Benutzerhandbuch.

## Capture FreeStyle Libre 2

**LISEZ TOUTES LES NOTICES FOURNIES AVEC LE KIT DE LECTEUR AVEC DE MANIPULER LES ÉLÉMENTS DU KIT DE CAPTEUR. SI VOUS UTILISEZ FREESTYLE LIBRELINK, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION DANS L'APPLICATION.**

**À utiliser avec :** le lecteur FreeStyle Libre, le lecteur FreeStyle Libre 2 et l'application FreeStyle LibreLink. (Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.)

**Indications d'utilisation**

Lorsqu'il est utilisé avec un appareil compatible, le capteur du système Flash d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre 2 (« capteur ») est indiqué pour mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes (âgés de 4 ans et plus) atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Le capteur et l'appareil compatible sont conçus pour remplacer la mesure de la glycémie dans le cadre de la gestion autonome du diabète, y compris le dosage d'insuline. L'indication chez les enfants (âgés de 4 à 12 ans) est limitée aux enfants qui sont sous la surveillance d'un aidant âgé d'au moins 18 ans. L'aidant est responsable de gérer ou d'aider l'enfant à gérer le capteur et l'appareil compatible, il doit également interpréter ou aider l'enfant à interpréter les résultats du taux de glucose affichés par le capteur.

**KONTRE-INDICATIONS :**

Le capteur doit être retiré avant de subir un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

**AVERTISSEMENT :**

• Le capteur contient des pièces de petite taille pouvant présenter un danger si elles sont avalées.
• Le capteur FreeStyle Libre 2 peut être utilisé avec le lecteur FreeStyle Libre mais celui-ci n'émettra PAS d'alarmes.

**REMARQUE :** pour obtenir des informations sur l'interprétation des résultats de taux de glucose affichés par le capteur, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil que vous avez associé à votre capteur.


**MISE EN GARDE :**

• En de rares occasions, le capteur peut fournir des résultats inexacts de taux de glucose. Si vous pensez que vos résultats ne sont pas corrects ou qu'ils ne sont pas cohérents avec ce que vous ressentez, réalisez un test de glycémie sur votre doigt pour confirmer le taux de glucose et assurez-vous que le capteur ne s'est pas décollé. Si le problème persiste ou si le capteur se décolle, retirez le capteur et appliquez un nouveau capteur.
• Une activité physique intense peut décoller le capteur en raison de la sueur ou du mouvement du capteur. Si le capteur se décolle, il est possible que vous n'obteniez aucun résultat ou des résultats non fiables, qui ne correspondent pas à ce que vous ressentez. Suivez les instructions pour choisir un site d'application approprié.
• Ne réutilisez pas les capteurs. Le capteur et l'appliqueur de capteur sont destinés à un usage unique. Leur réutilisation peut entraîner l'absence de résultats de taux de glucose et un risque d'infection. Ils ne sont pas destinés à être stérilisés. Toute exposition ultérieure à l'irradiation pourrait donner des résultats inexacts.
• Le pack de capteur et l'appliqueur de capteur sont conditionnés en tant que jeu et ils ont le même code de capteur. Vérifiez que les codes de capteur correspondant avant d'utiliser votre pack de capteur et votre appliqueur de capteur. Les packs de capteur et les appliqueurs de capteur portant le même code de capteur doivent être utilisés ensemble, sans quoi les résultats de taux de glucose fournis par votre capteur pourraient être incorrects.
• Certaines personnes peuvent être sensibles à l'adhésif qui permet au capteur d'adhérer à la peau. Si vous remarquez une irritation cutanée importante sous le capteur ou autour de celui-ci, retirez-le et cessez d'utiliser le capteur. Contactez votre professionnel de santé avant de poursuivre l'utilisation du capteur.

**Description**

Le capteur est livré initialement en deux parties : l'une est le pack de capteur et l'autre

est l'appliqueur de capteur. Suivez les instructions pour préparer et appliquer le capteur sur l'arrière de la partie supérieure de votre bras. Le capteur comporte une petite extrémité souple qui s'insère juste en-dessous de la peau. Le capteur peut être porté pendant un maximum de 14 jours.



**Sécurité de l'utilisateur, conservation et manipulation**

• Le pack de capteur est stérile sauf s'il est ouvert ou endommagé.
• Conservez le kit de capteur à une température comprise entre 4 °C et 25 °C. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de conserver votre kit de capteur au réfrigérateur, vous pouvez le faire à condition que la température à l'intérieur du réfrigérateur soit comprise entre 4 °C et 25 °C.
• Votre capteur a été testé pour résister à une immersion dans 1 mètre (3 pieds) d'eau pendant 30 minutes au maximum. Il est également protégé contre l'insertion d'objets dont le diamètre est supérieur à 12 mm. (IP27)
• Ne pas congeler. Ne pas utiliser le dispositif au-delà de la date de péremption.

**Mise au rebut**

Consultez le manuel d'utilisation pour les instructions de mise au rebut.

## FreeStyle Libre 2-sensor

**LEES EERST ALLE BIJ DE SCANNERKIT MEEGELIVERDE INSTRUCTIES VOORDAT U DE SENSORKIT ONDERDELEN GAAT GEBRUIKEN. BIJ GEBRUIK VAN FREESTYLE LIBRELINK RAADPLEEGT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING IN DE APP.**

**Voor gebruik met:** FreeStyle Libre-scanner, FreeStyle Libre 2-scanner en FreeStyle LibreLink-app. (Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.)

**Indicaties voor gebruik**

Bij gebruik in combinatie met een compatibel apparaat is de sensor van het FreeStyle Libre 2 Flash Glucose Monitoring-systeem (de sensor) geïndiceerd voor het meten van de glucosespiegel in interstitiële vloeistof bij personen (van 4 jaar en ouder) met diabetes mellitus, waaronder zwangere vrouwen. De sensor en het compatibele apparaat dienen ter vervanging van het testen van bloedglucose, inclusief bepaling van de insulinedosis, bij de zelfbehandeling van diabetes. De indicatie voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) geldt uitsluitend voor kinderen die worden begeleid door een verzorger die ten minste 18 jaar is. Het is de verantwoordelijkheid van de verzorger om de sensor en het compatibele apparaat te hanteren of het kind daarbij te helpen en om de sensorglucosemetingen te interpreteren of het kind daarbij te helpen.

**KONTRE-INDICATIE:**

De sensor moet worden verwijderd voordat een MRI-scan wordt uitgevoerd.

**WAARSCHUWING:**

• De sensor bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.
• De FreeStyle Libre 2-sensor kan worden gebruikt in combinatie met de FreeStyle Libre-scanner, maar de FreeStyle Libre-scanner geeft GEEN alarmen af.

**NB:** Voor informatie over wat uw sensorglucosemeting betekent, zie de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met uw sensor gebruikt.


**LET OP:**

• In zeldzame gevallen kunt u onnauwkeurige sensorglucosemetingen krijgen. Als u denkt dat uw metingen niet correct zijn of niet overeenkomen met hoe u zich voelt, moet u een bloedglucosestest op uw vinger uitvoeren om uw glucose te bevestigen en controleren of uw sensor niet los is gekomen. Als het probleem zich blijft voordoen of als uw sensor los begint te raken, verwijdert u de huidige sensor en brengt u een nieuwe aan.
• Door intensieve lichaamsbeweging kan uw sensor losraken als gevolg van zweet of verplaatsing van de sensor. Als uw sensor losraakt, kan het gebeuren dat u geen metingen of onbetrouwbare metingen krijgt, die wellicht niet overeenkomen met hoe u zich voelt. Volg de aanwijzingen op voor de selectie van een geschikte aanbrenglocatie.
• Sensoren niet opnieuw gebruiken. De sensor en sensorapplicator zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Opnieuw gebruiken kan erte leiden dat de sensor niet of niet goed functioneert of dat er infectie optreedt. Niet geschikt voor hersterilisatie.
Na verdere blootstelling aan straling kunnen de resultaten onnauwkeurig zijn.
• De sensorverpakking en sensorapplicator zijn als een set verpakt en hebben dezelfde sensorcode. Controleer of de sensorcodes overeenkomen voordat u de sensorverpakking en sensorapplicator gebruikt. Sensorverpakkingen en sensorapplicators met dezelfde sensorcode moeten samen worden gebruikt, anders kunnen uw sensorglucosemetingen onjuist zijn.
• Sommige personen zijn mogelijk overgevoelig voor het hechtmiddel waarmee de sensor op de huid wordt geplakt. Bij ernstige huidirritatie rond of onder uw sensor

verwijdert u de sensor en staakt u het gebruik van de sensor. Neem contact op met uw behandelbaar alvorens de sensor verder te gebruiken.

**Beschrijving**


De sensor wordt in twee delen geleverd: één deel is de sensorverpakking en het andere deel is de sensorapplicator. Volg de aanwijzingen om de sensor voor te bereiden en aan te brengen op de achterkant van uw bovenarm. De sensor heeft een kleine, buigzame punt die net onder de huid wordt ingebracht. De sensor kan maximaal 14 dagen worden gedragen.



**Veiligheid van de gebruiker, bewaring en gebruik**
• De sensorverpakking is steriel tenzij deze geopend of beschadigd is.
• Bewaar de sensorkit tussen 4 °C en 25 °C. Hoewel u uw sensorkit niet in een koelkast hoeft te bewaren, kunt u dat toch doen zolang de temperatuur van de koelkast tussen 4 °C en 25 °C bedraagt.
• Uw sensor is getest en kan één meter (3 ft) onder water worden gehouden gedurende maximaal 30 minuten. Uw sensor wordt ook beschermd tegen inbrenging van voorwerpen > 12 mm diameter. (IP27)
• Niet in de vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

**Afoer**

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het afvoeren.

CODE	Sensorcode   Code du capteur   Sensorcode
	Nicht wiederverwenden   Ne pas réutiliser   Niet opnieuw gebruiken
	Mit Strahlung sterilisiert   Stérilisé par irradiation   Gesteriliseerd door middel van straling
	Verfallsdatum   Date de péremption   Uiterste gebruiksdatum
	Serienummer   Numéro de série   Serienummer
	Vorsicht   Mise en garde   Let op
	Temperaturbegrenzing   Limites de température   Temperatuurgrens
	Einfach-Sterilbarriersystem   Système de protection stérile unique   Toepassing van een enkelvoudige steriële barrière
	Anwendungssteeil des Typs BF   Équipement de type BF   Type BF-apparaatuur
	Hersteller   Fabricant   Fabrikant
	Herstellungsdatum   Date de fabrication   Productiedatum
	Gebruiksaanwijsing beachten   Consulter le mode d'emploi   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Chargencode   Numéro de lot   Batchcode
	Bestellnummer   Numéro de référence   Catalogusnummer
	CE-Kennzeichnung   Marquage CE   CE-markering
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft   Mandataire établi dans la Communauté européenne   Gemachtigde in de Europese Gemeenschap
	Feuchtigkeitsbegrenzung   Limites d'humidité   Vochtigheidsgrenzen
	Dieses Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind in der Europäischen Union gem. Richtlinie 2012/19/EG separat zu sammeln. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
	Ce produit ne doit pas être éliminé dans les déchets municipaux. La directive 2012/19/CE impose la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'Union européenne. Contactez le fabricant pour les détails.
	Dit product mag niet via de gemeentelijke vuilnisdienst worden afgevoerd. In de Europese Unie moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur volgens richtlijn 2012/19/EG gescheiden worden afgevoerd. Neem contact op met de fabrikant voor de bijzonderheden.

**Vertrieb durch | Distribué par | Gedistribueerd door:**

Abbott S.A. / N.V.

Abbott Diabetes Care

Avenue Einstein 14

B-1300 Wavre

Belgium

Belgium 0800 167 72

Luxembourg 8002 54 87

**Importeur (Europäische Union) | Importateur (Union européenne) | Importeur (Europese Unie):**

Abbott GmbH

Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden

Germany

CODE	Sensorcode   Code du capteur   Sensorcode
	Nicht wiederverwenden   Ne pas réutiliser   Niet opnieuw gebruiken
	Mit Strahlung sterilisiert   Stérilisé par irradiation   Gesteriliseerd door middel van straling
	Verfallsdatum   Date de péremption   Uiterste gebruiksdatum
	Serienummer   Numéro de série   Serienummer
	Vorsicht   Mise en garde   Let op
	Temperaturbegrenzung   Limites de température   Temperatuurgrens
	Einfach-Sterilbarriersystem   Système de protection stérile unique   Toepassing van een enkelvoudige steriële barrière
	Anwendungssteeil des Typs BF   Équipement de type BF   Type BF-apparaatuur
	Hersteller   Fabricant   Fabrikant
	Herstellungsdatum   Date de fabrication   Productiedatum
	Gebruiksaanwijsing beachten   Consulter le mode d'emploi   Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Chargencode   Numéro de lot   Batchcode
	Bestellnummer   Numéro de référence   Catalogusnummer
	CE-Kennzeichnung   Marquage CE   CE-markering
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft   Mandataire établi dans la Communauté européenne   Gemachtigde in de Europese Gemeenschap
	Feuchtigkeitsbegrenzung   Limites d'humidité   Vochtigheidsgrenzen
	Dieses Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind in der Europäischen Union gem. Richtlinie 2012/19/EG separat zu sammeln. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
	Ce produit ne doit pas être éliminé dans les déchets municipaux. La directive 2012/19/CE impose la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'Union européenne. Contactez le fabricant pour les détails.
	Dit product mag niet via de gemeentelijke vuilnisdienst worden afgevoerd. In de Europese Unie moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur volgens richtlijn 2012/19/EG gescheiden worden afgevoerd. Neem contact op met de fabrikant voor de bijzonderheden.

 Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands

 Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road Witney, Oxon OX29 0YL UK

 Abbott