



FreeStyle *LibreLink*

Smartphone Compatibility Guide

Click here for English

Haga clic aquí para la versión en español

Cliquez ici pour le français

FreeStyle LibreLink App

Smartphone Compatibility Guide

What smartphones and operating systems are compatible with the FreeStyle LibreLink app?

FreeStyle LibreLink will only work with phones that meet the following minimum requirements:

- iPhone 7 and higher running iOS 11 and higher

Scan performance varies due to differences in phone hardware and operating systems. The phone/operating systems in Table 1 have been tested and are recommended for use with FreeStyle LibreLink.

For phone/operating systems other than those listed, Abbott Diabetes Care has not assessed scan performance.

Table 1: Recommended phone/operating system combinations

DESCRIPTION	SMARTPHONE MODEL	OPERATING SYSTEM
iPhone 7	A1660	iOS 11.1.1
iPhone 7 Plus	A1661	iOS 11.1
iPhone 8	A1863	iOS 11.1.2
iPhone 8 Plus	A1864	iOS 11.1.1
iPhone X	A1901	iOS 11.2.1

This table will be updated as other phones and operating systems are evaluated.

Aplicación FreeStyle LibreLink

Guía de compatibilidad con smartphones

¿Qué smartphones y sistemas operativos son compatibles con la aplicación FreeStyle LibreLink?

FreeStyle LibreLink solo funcionará con teléfonos que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

- iPhone 7 o versión posterior, con iOS 11 o versión posterior

El rendimiento de escaneo varía según las diferencias en el hardware de los teléfonos y en los sistemas operativos. Los teléfonos/sistemas operativos de la Tabla 1 se han sometido a pruebas y se recomiendan para su uso con FreeStyle LibreLink.

En el caso de teléfonos/sistemas operativos que no sean los que figuran en la lista, Abbott Diabetes Care no ha evaluado el rendimiento de escaneo.

Tabla 1: Combinaciones recomendadas de teléfonos/sistemas operativos

DESCRIPCIÓN	MODELO DE SMARTPHONE	SISTEMA OPERATIVO
iPhone 7	A1660	iOS 11.1.1
iPhone 7 Plus	A1661	iOS 11.1
iPhone 8	A1863	iOS 11.1.2
iPhone 8 Plus	A1864	iOS 11.1.1
iPhone X	A1901	iOS 11.2.1

Esta tabla se actualizará a medida que se evalúen otros teléfonos y sistemas operativos.

Application FreeStyle LibreLink

Guide de compatibilité des téléphones intelligents

Quels sont les téléphones intelligents et les systèmes d'exploitation compatibles avec l'application FreeStyle LibreLink?

FreeStyle LibreLink fonctionne uniquement avec les téléphones qui répondent aux exigences minimales suivantes :

- iPhone 7 et modèles ultérieurs exploitant le système iOS 11 et ses versions ultérieures

Les performances de scan varient selon le téléphone cellulaire et le système d'exploitation utilisés. Les téléphones et les systèmes d'exploitation du Tableau 1 ont été testés et leur utilisation est préconisée avec FreeStyle LibreLink.

Abbott Diabetes Care n'a pas étudié les performances de scan des téléphones et des systèmes d'exploitation qui ne figurent pas dans cette liste.

Tableau 1 : Combinaisons recommandées entre les téléphones et les systèmes d'exploitation

DESCRIPTION	MODÈLE DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT	SYSTÈME D'EXPLOITATION
iPhone 7	A1660	iOS 11.1.1
iPhone 7 Plus	A1661	iOS 11.1
iPhone 8	A1863	iOS 11.1.2
iPhone 8 Plus	A1864	iOS 11.1.1
iPhone X	A1901	iOS 11.2.1

Ce tableau sera mis à jour quand de nouveaux téléphones et de nouveaux systèmes d'exploitation auront été évalués.