

Mobile Device & OS Compatibility

[Click here for English](#)

[Cliquez ici pour le français](#)

FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

FreeStyle, Libre et les marques associées sont des marques d'Abbott. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2021 Abbott ART39109-002 Rev. B 02/21



MOBILE DEVICE & OS COMPATIBILITY

Popular mobile devices and operating systems (OS) are regularly tested to evaluate NFC scan performance, Bluetooth connectivity, and app compatibility with Sensors. We recommend checking this guide before installing a new OS version on your phone or before using the app with a new phone.

Recommended app, device, and operating systems

| APP / VERSION | DEVICE | OS |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FreeStyle Libre 2 (version 2.5.3) | iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020) | iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2 Android: 8, 9, 10, 11 |
| | Samsung Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10 | |
| | Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL | |
| | LG Nexus 5X | |
| FreeStyle LibreLink (version 2.5.3) | iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020) | iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2 Android: 7.1, 8, 9, 10, 11 |
| | Samsung Galaxy Note 8, S7 Edge, S8, S8+, S9, S10 | |
| | Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL | |
| | LG Nexus 5X | |

This table will be updated as other devices and operating systems are evaluated. For devices and OS other than those listed, Abbott Diabetes Care has not evaluated compatibility. Jailbroken devices and beta OS versions are not evaluated or supported.

DISPOSITIF MOBILE ET COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

Les dispositifs mobiles et systèmes d'exploitation (SE) courants sont régulièrement testés pour évaluer les performances de scan NFC, la connectivité Bluetooth et la compatibilité des applications avec les capteurs. Nous vous recommandons de consulter ce guide avant d'installer une nouvelle version de système d'exploitation sur votre téléphone ou avant d'utiliser l'application avec un nouveau téléphone.

Application, dispositif et systèmes d'exploitation recommandés

| APPLICATION/ VERSION | DISPOSITIF | SE |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FreeStyle Libre 2 (version 2.5.3) | iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020) | iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2 Android: 8, 9, 10, 11 |
| | Samsung Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10 | |
| | Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL | |
| | LG Nexus 5X | |
| FreeStyle LibreLink (version 2.5.3) | iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020) | iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2 Android: 7.1, 8, 9, 10, 11 |
| | Samsung Galaxy Note 8, S7 Edge, S8, S8+, S9, S10 | |
| | Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL | |
| | LG Nexus 5X | |

Ce tableau est actualisé à mesure que d'autres dispositifs et systèmes d'exploitation sont évalués. Abbott Diabetes Care n'a évalué la compatibilité d'aucun autre dispositif/système d'exploitation. Les dispositifs « débridés » et les versions bêta du système d'exploitation ne sont ni évalués ni pris en charge.