

Sensor Compatibility Guide

[Click here for English](#)

[Cliquez ici pour le texte en français](#)

FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

FreeStyle, Libre et les marques associées sont des marques d'Abbott. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Make sure your app and Sensor are compatible.

Compatible Sensors and Apps

SENSOR	APP
FreeStyle Libre	FreeStyle LibreLink
FreeStyle Libre 2	FreeStyle Libre 2
FreeStyle Libre Pro	App not available

Note: These apps may not be compatible if your Sensor is from a different region.

Contact Support 1-888-205-8296

www.FreeStyleLibre.com

©2018-2020 Abbott ART43181-001 Rev. B 01/21



Assurez-vous que votre appli et votre capteur sont compatibles.

Capteurs et applications compatibles

CAPTEUR	APPLI
FreeStyle Libre	FreeStyle LibreLink
FreeStyle Libre 2	FreeStyle Libre 2
FreeStyle Libre Pro	Appli non disponible

Commentaire : Il se peut que ces applis ne soient pas compatibles si votre capteur provient d'une autre région.

Communiquer avec l'assistance technique 1-888-205-8296

www.FreeStyleLibre.com

©2018-2020 Abbott ART43181-001 Rev. B 01/21

