



FreeStyle
Libre 3

Mobile Device & OS Compatibility

[Click here for English](#)

[Haga clic aquí para español](#)

The circular shape of the sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2022 Abbott ART44628-004 Rev. A 05/22



MOBILE DEVICE & OS COMPATIBILITY

Popular mobile devices and operating systems (OS) are regularly tested to evaluate NFC scan performance, Bluetooth connectivity, and app compatibility with Sensors. Refer to the diagram for the NFC scan location on your mobile device. We recommend checking this guide before installing a new OS version on your phone or before using the App with a new phone.



NFC LOCATION

Recommended app, device, and operating systems

FreeStyle Libre 3 (version 3.2.3)*

OS	DEVICES	NFC LOCATION
iOS: 14.2, 14.2.1, 14.4.2, 14.7.1, 14.8, 15.1, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, 15.4, 15.4.1	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro Max	1


FreeStyle Libre 3 (version 3.4)*

OS	DEVICES	NFC LOCATION
Android: 10, 11, 12	Samsung Galaxy S9, S9+, S10, S10+, S10e, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Note 9, Note 10, Note 10+, Note 20 Ultra 5G	2
	Google Pixel 4, 4XL, 4a, 5	

*This table will be updated as other devices and operating systems are evaluated. The contents of this guide are the most up to date and may be different from what is displayed within the FreeStyle Libre 3 app. Contact Customer Service for more information on devices and operating systems other than those listed. Beta OS versions are not evaluated or supported. The App cannot be used with jailbroken and rooted devices.

DISPOSITIVO MÓVIL Y COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO

Los dispositivos móviles y sistemas operativos más populares se prueban regularmente para evaluar el rendimiento del escaneo NFC, la conectividad Bluetooth y la compatibilidad de las aplicaciones con los sensores. Consulte el diagrama para conocer la ubicación del escaneo NFC en su dispositivo móvil. Le recomendamos que consulte esta guía antes de instalar una nueva versión del sistema operativo en su teléfono o antes del uso de la aplicación con un nuevo teléfono.



Aplicación, dispositivo y sistemas operativos recomendados

FreeStyle Libre 3 (versión 3.2.3)*

SISTEMA OPERATIVO	DISPOSITIVOS	UBICACIÓN DE NFC
iOS: 14.2, 14.2.1, 14.4.2, 14.7.1, 14.8, 15.1, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, 15.4, 15.4.1	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro Max	1

FreeStyle Libre 3 (versión 3.4)*

SISTEMA OPERATIVO	DISPOSITIVOS	UBICACIÓN DE NFC
Android: 10, 11, 12	Samsung Galaxy S9, S9+, S10, S10+, S10e, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Note 9, Note 10, Note 10+, Note 20 Ultra 5G	2
	Google Pixel 4, 4XL, 4a, 5	

*Esta tabla se actualizará a medida que se evalúen otros dispositivos y sistemas operativos. El contenido de esta guía es el más actualizado y puede diferir de lo que se muestra en la aplicación FreeStyle Libre 3. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener más información sobre dispositivos y sistemas operativos diferentes a los enumerados. No se evalúan ni se brinda soporte a las versiones beta de los sistemas operativos. La aplicación no se puede usar con dispositivos que tienen hecho el jailbreak o "ruteados".