



FreeStyle
Libre 3

Mobile Device & OS Compatibility

Hier klicken für Deutsch

Klik hier voor Nederlands

Click here for English

Cliquez ici pour le Français

Fare clic qui per Italiano

Haga clic aquí para leer en español

Valitse tästä suomi

Klikk her for norsk

Klicka här för svenska

UK
CA
0086

CE
2797



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2024 Abbott ART43193-006 Rev. X 11/24



Abbott

KOMPATIBILITÄT MIT MOBILGERÄTEN UND BETRIEBSSYSTEMEN

Mobilgeräte und Betriebssysteme (OS) werden regelmäßig getestet auf:

- Bluetooth-Konnektivität
- NFC-Scanleistung
- Kompatibilität der App mit Sensoren

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie:

- ein neues Betriebssystem auf Ihrem Smartphone installieren
- die App auf einem neuen Smartphone verwenden

Kompatible Geräte und Betriebssysteme

APP/VERSION	GERÄT	BETRIEBSSYSTEM
FreeStyle Libre 3 (Version 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (Version 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14
	Dialn G65	
	Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro	
	Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart	
	Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G	
	Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE	
	Sony Xperia 1 III	
	Honor 20	

Folgende Smartwatch-Geräte, die die Benachrichtigungsspiegelung unterstützen, können Benachrichtigungen vom Smartphone anzeigen (wenn sich das Smartphone in der Nähe befindet)

APP/PLATTFORM	GERÄT	BETRIEBSSYSTEM
FreeStyle Libre 3 (Version 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
	Apple Watch Series 7	WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (Version 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
	Samsung Galaxy Watch 4	Wear OS 3

Sobald weitere Geräte und Betriebssysteme ausgewertet wurden, werden diese Tabellen aktualisiert. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um weitere Informationen über andere Smartphones und Betriebssysteme, die hier nicht aufgeführt sind, zu erhalten. Die Smartwatch- Benachrichtigungsspiegelung ist möglicherweise auf anderen Geräten verfügbar, die hier nicht aufgeführt sind. Eine vollständige Kompatibilitätsliste erhalten Sie bei Ihrem Smartwatch- Hersteller. Geräte, an denen ein Jailbreak vorgenommen wurde, und Beta-Betriebssysteme werden nicht bewertet oder unterstützt.

*Bitte prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät und Betriebssystem weiterhin vom Hersteller unterstützt werden. Die Verwendung eines nicht unterstützten Mobilgeräts oder einer nicht unterstützten Betriebssystemversion kann die Sicherheit und Funktionalität der App beeinträchtigen. Sie sind für die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der App auf einem nicht unterstützten Mobilgerät oder einer nicht unterstützten Betriebssystemversion verantwortlich.

COMPATIBILITEIT MOBIEL APPARAAT EN BESTURINGSSYSTEEM

Mobiele apparaten en besturingssystemen worden regelmatig getest op:

- Bluetooth-connectiviteit
- NFC (Near Field Communication)-scanprestaties
- App-compatibiliteit met sensoren

Raadpleeg deze handleiding voordat u:

- een nieuwe versie van het besturingssysteem op uw telefoon installeert
- de app op een nieuwe telefoon gaat gebruiken.

Compatibele apparaten en besturingssystemen

APP/VERSIE	APPARAAT	BESTURINGSSYSTEEM
FreeStyle Libre 3 (versie 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (versie 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Smartwatches die het spiegelen van meldingen ondersteunen (wanneer de telefoon zich in de buurt bevindt)

APP/PLATFORM	APPARAAT	BESTURINGSSYSTEEM
FreeStyle Libre 3 (versie 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (versie 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Deze tabellen worden bijgewerkt naarmate andere apparaten en besturingssystemen worden getest. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over andere telefoons en besturingssystemen dan welke zijn aangegeven. Het spiegelen van SmartWatch-meldingen is mogelijk beschikbaar op andere apparaten dan welke zijn aangegeven. Raadpleeg de informatie van de fabrikant van uw smartwatch voor een volledige compatibiliteitslijst. Gekraakte apparaten en bètabesturingssystemen worden niet getest of ondersteund.

*Controleer of uw mobiele apparaat en uw besturingssysteem nog steeds worden ondersteund door de fabrikant. Het gebruik van een niet-ondersteund mobiel apparaat of een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem kan de beveiliging en functionaliteit van de app beïnvloeden. U bent verantwoordelijk voor de risico's die gepaard gaan met het gebruik van de app op een niet-ondersteund mobiel apparaat of een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem.

MOBILE DEVICE & OS COMPATIBILITY

Mobile devices and operating systems (OS) are regularly tested for:

- Bluetooth connectivity
- NFC scan performance
- App compatibility with Sensors

Check this guide before you:

- Install a new OS on your phone
- Use the app with a new phone

Compatible devices and operating systems

APP/VERSION	DEVICE	OS
FreeStyle Libre 3 (version 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (version 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14
	Dialn G65	
	Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro	
	Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart	
	Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G	
	Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE	
	Sony Xperia 1 III	
	Honor 20	

Smartwatch devices that support notification mirroring (when phone is nearby)

APP/PLATFORM	DEVICE	OS
FreeStyle Libre 3 (version 3.2.2)	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
iOS 15.2.1	Apple Watch Series 7	WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (version 3.3, 3.3.1)	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
Android 11	Samsung Galaxy Watch 4	Wear OS 3

These tables will be updated as other devices and OS are tested. Contact Customer Service for more information on phones and OS other than those listed. Smartwatch notification mirroring may be available on devices other than those listed. Please refer to information from your smartwatch manufacturer for a full list of compatibility. Jailbroken devices and beta OS are not tested or supported.

* Please check that your mobile device and OS continues to be supported by the manufacturer. Use of an unsupported mobile device or OS version may affect App security and functionality. You are responsible for the risks associated with the use of the App on an unsupported mobile device or OS version.

DISPOSITIF MOBILE ET COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

Les dispositifs mobiles et systèmes d'exploitation (SE) sont régulièrement testés pour évaluer :

- la connectivité Bluetooth,
- les performances de scan NFC, et
- la compatibilité des applications avec les capteurs.

Consultez ce guide avant :

- d'installer une nouvelle version du système d'exploitation sur votre téléphone, et
- d'utiliser une application avec un nouveau téléphone.

Dispositifs et systèmes d'exploitation compatibles

APPLICATION/ VERSION	DISPOSITIF	SYSTÈMES D'EXPLOITATION
FreeStyle Libre 3 (version 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (version 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, Poco X3 NFC, Poco F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Smartwatch compatible avec l'affichage en miroir des notifications (lorsque le téléphone est à proximité)

APPLICATION/ PLATEFORME	DISPOSITIF	SYSTÈMES D'EXPLOITATION
FreeStyle Libre 3 (version 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (version 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Ces tableaux seront actualisés à mesure que d'autres dispositifs et systèmes d'exploitation sont évalués. Contactez le Service Clients pour en savoir plus sur les téléphones et systèmes d'exploitation qui ne sont pas indiqués dans la liste. L'affichage en miroir des notifications sur une smartwatch peut être disponible sur d'autres dispositifs non répertoriés dans la liste. Veuillez consulter les informations du fabricant de votre smartwatch pour obtenir la liste complète des dispositifs compatibles. Les dispositifs « jailbreakés » et les versions bêta du système d'exploitation ne sont ni testés ni pris en charge.

* Veuillez vérifier que votre appareil mobile et votre SE sont toujours pris en charge par le fournisseur. Utiliser un appareil mobile ou une version de SE non pris en charge peut avoir une incidence sur la sécurité et les fonctionnalités de l'application. Vous êtes responsable des risques associés à l'utilisation de l'application avec un appareil mobile ou une version de SE non pris en charge.

COMPATIBILITÀ CON DISPOSITIVI MOBILI E SO

I dispositivi mobili e i sistemi operativi (SO) sono testati regolarmente per valutare:

- Connettività Bluetooth
- Prestazioni di scansione NFC
- Compatibilità dell'app con i sensori

Consulta questa guida prima di:

- Installare un nuovo SO sul tuo telefono
- Utilizzare l'app con un nuovo telefono

Dispositivi e sistemi operativi compatibili

APP/VERSIONE	DISPOSITIVO	SO
FreeStyle Libre 3 (versione 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (versione 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14
	Dialn G65	
	Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro	
	Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart	
	Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, Poco X3 NFC, Poco F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G	
	Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE	
	Sony Xperia 1 III	
Honor 20		

Dispositivi smartwatch che supportano il mirroring delle notifiche (quando il telefono è nelle vicinanze)

APP/PIATTAFORMA	DISPOSITIVO	SO
FreeStyle Libre 3 (versione 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
	Apple Watch Series 7	WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (versione 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
	Samsung Galaxy Watch 4	Wear OS 3

Queste tabelle saranno aggiornate ogni volta che saranno testati altri dispositivi e SO. Per maggiori informazioni su telefoni e SO diversi da quelli elencati, contattare il servizio clienti. Il mirroring delle notifiche dello smartwatch potrebbe essere disponibile su dispositivi diversi da quelli elencati. Per un elenco di compatibilità completo fare riferimento alle informazioni del produttore dello smartwatch. I dispositivi jailbroken e le versioni beta dei SO non sono stati testati o non sono supportati.

*Verificare se il dispositivo mobile e il SO continuano ad essere supportati dal produttore. L'uso di un dispositivo mobile o di una versione del SO non supportati può influire sulla sicurezza e la funzionalità dell'App. L'utente è responsabile dei rischi associati all'utilizzo dell'app con un dispositivo mobile o una versione del SO non supportati.

DISPOSITIVO MÓVIL Y COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO

Se realizan pruebas con frecuencia en los sistemas operativos y los teléfonos inteligentes más comunes para evaluar:

- La conectividad Bluetooth
- El rendimiento de la tecnología NFC
- La compatibilidad de las aplicaciones con los sensores

Lea esta guía antes de:

- Instalar un nuevo sistema operativo en su teléfono
- Usar la aplicación con un teléfono nuevo

Dispositivos y sistemas operativos compatibles

APLICACIÓN/ VERSIÓN	DISPOSITIVO	SISTEMA OPERATIVO
FreeStyle Libre 3 (versión 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (versión 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, Poco X3 NFC, Poco F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Dispositivos Smartwatch que admiten la duplicación de notificaciones (cuando el teléfono está cerca)

APLICACIÓN/ PLATAFORMA	DISPOSITIVO	SISTEMA OPERATIVO
FreeStyle Libre 3 (versión 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (versión 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Estas tablas se actualizarán a medida que se prueben otros dispositivos y sistemas operativos. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para obtener más información sobre teléfonos y sistemas operativos distintos a los de la lista. La duplicidad de notificaciones del reloj inteligente puede estar disponible en dispositivos distintos a los indicados. Consulte la información del fabricante de su reloj inteligente para obtener una lista completa de compatibilidades. No se han probado ni son compatibles los dispositivos liberados (jailbreak), ni versiones beta de los sistemas operativos.

*Compruebe si su dispositivo móvil y sistema operativo siguen siendo compatibles con el fabricante. El uso de un dispositivo móvil o de una versión del sistema operativo que no sean compatibles puede afectar a la seguridad y al funcionamiento de la aplicación. Usted es el responsable de los riesgos asociados al uso de la aplicación en un dispositivo móvil o en una versión del sistema operativo que no sean compatibles.

MOBIILILAITE- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄYHTEENSOPIVUUS

Mobiililaitteista ja käyttöjärjestelmistä testataan säännöllisesti:

- Bluetooth-yhdistettävyyys
- NFC-skannauksen suorituskyky
- Sovelluksen yhteensopivuus sensorien kanssa

Lue tämä opas ennen kuin:

- Asennat uuden käyttöjärjestelmän puhelimeesi
- Käytät sovellusta uudessa puhelimesa

Yhteensopivat laitteet ja käyttöjärjestelmät

SOVELLUS/VERSIO	LAITE	KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
FreeStyle Libre 3 (versio 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (versio 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Älykellot, jotka tukevat ilmoitusten peilausta (kun puhelin on lähettyvillä)

SOVELLUS/ALUSTA	LAITE	KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ
FreeStyle Libre 3 (versio 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (versio 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Nämä taulukot päivitetään, kun muita laitteita ja käyttöjärjestelmiä on testattu. Lisätietoja muista kuin mainituista puhelimista ja käyttöjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Älykellon ilmoitusten peilaus voi olla käytettävissä muissakin kuin mainituissa laitteissa. Katso täydellinen yhteensopivuusluettelo älykellosi valmistajan tiedoista. Jailbreak-laitteita ja käyttöjärjestelmien beetaversioita ei testata eikä tueta.

*Tarkista, että valmistaja tukee mobiililaitettasi ja käyttöjärjestelmääsi edelleen. Jos käytetään mobiililaitetta tai käyttöjärjestelmäversiota, jota ei tueta, se voi vaikuttaa sovelluksen turvallisuuteen ja toimivuuteen. Olet vastuussa riskeistä liittyen sovelluksen käyttöön mobiililaitteella tai käyttöjärjestelmäversiolla, jota ei tueta.

KOMPATIBILITET MELLOM MOBIL ENHET OG OS

Mobile enheter og operativsystemer (OS) testes regelmessig for

- Bluetooth-tilkobling
- NFC-skanning
- app-kompatibilitet med sensorer

Sjekk denne veiledningen før du

- installerer et nytt OS på telefonen
- bruker appen med en ny telefon

Kompatible enheter og operativsystemer

APP/VERSJON	ENHET	OS
FreeStyle Libre 3 (versjon 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (versjon 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Smartklokkeenheter som støtter viderefremidling av varsler (når telefonen er i nærheten)

APP/PLATTFORM	ENHET	OS
FreeStyle Libre 3 (versjon 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (versjon 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Disse tabellene vil bli oppdatert etter hvert som andre enheter og operativsystemer testes. Kontakt kundeservice for mer informasjon om andre telefoner og operativsystemer enn de som er oppført. Viderefremidling av varsler fra smartklokker kan være tilgjengelig på andre enheter enn de som er oppført. Se informasjonen fra produsenten av smartklokken for en fullstendig liste over kompatibilitet. Overstyrte («jailbroken») enheter og beta-OS er ikke testet eller støttet.

* Kontroller at mobilenheten og OS-versjonen fortsatt støttes av produsenten. Bruk av en ustøttet mobilenhet eller OS-versjon kan påvirke appens sikkerhet og funksjonalitet. Du er ansvarlig for risikoene forbundet med bruken av appen på en ustøttet mobilenhet eller OS-versjon.

KOMPATIBILITET MED MOBILA ENHETER OCH OPERATIVSYSTEM

Mobila enheter och operativsystem (OS) testas regelbundet avseende:

- Bluetooth-anslutning
- prestanda vid NFC-avläsning
- appens kompatibilitet med sensorer.

Läs den här guiden innan du:

- installerar ett nytt operativsystem i din telefon
- använder appen med en ny telefon.

Kompatibla enheter och operativsystem

APP/VERSION	ENHET	OPERATIVSYSTEM
FreeStyle Libre 3 (version 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.1, 3.6.2)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, SE (2020), 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, SE (2022)	iOS: 15.6, 15.6.1, 15.7, 15.8.2, 16, 16.0.2, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.7.8, 17, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.4.1, 17.5, 17.5.1
FreeStyle Libre 3 (version 3.4.2, 3.5, 3.5.1, 3.6.0, 3.6.2)	Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10 Lite, S10+, S10 5G, S20, S20+, S20 FE, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21, S21 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23 Ultra, S23+, S24 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note10 Lite, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, A5, A7 (2018), A10, A13 5G, A15 5G, A20, A20e, A21, A22, A22 5G, A23, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A52, A52 5G, A52s 5G, A70, A71, A71 5G, A72, J6, XCover 4, XCover 4s, Z Flip3 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold3 5G, Z Fold4 Dialn G65 Google Pixel 3a, 4, 4a, 4a 5G, 4 XL, 5, 5a, 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro Huawei P10, P20, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P smart Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, 11 Lite 5G NE, 11T Pro, 11T, POCO X3 NFC, POCO F3, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, 9 Pro, 10 Pro, 10 5G Motorola moto g51 5G, moto g60s, one 5G ACE Sony Xperia 1 III Honor 20	Android: 8*, 9*, 10*, 11, 12, 12.1, 13, 14

Smartklockor som har stöd för spegling av aviseringar (när telefonen är i närheten)

APP/PLATTFORM	ENHET	OPERATIVSYSTEM
FreeStyle Libre 3 (version 3.2.2) iOS 15.2.1	Fitbit Versa 3 Apple Watch Series 7	Fitbit OS 5.3 WatchOS 8.3
FreeStyle Libre 3 (version 3.3, 3.3.1) Android 11	Fitbit Versa 3 Samsung Galaxy Watch 4	Fitbit OS 5.3 Wear OS 3

Dessa tabeller uppdateras när andra enheter och operativsystem har testats. Kontakta kundservice för mer information om andra telefoner och operativsystem än de som anges i listan. Spegling av aviseringar till smartklockor kan finnas tillgängligt på andra enheter än dem som anges i listan. En fullständig förteckning över kompatibilitet finns i informationen från smartklockans tillverkare. Hackade enheter och betaversioner av operativsystem testas eller stöds inte.

* Kontrollera att din mobila enhet och ditt operativsystem fortfarande stöds av tillverkaren. Användning av en mobil enhet eller OS-version som inte stöds kan påverka appens säkerhet och funktionalitet. Du är ansvarig för de risker som är förknippade med användningen av appen på en mobil enhet eller OS-version som inte stöds.